

pearly®



....pearly – der kleine Verhütungscomputer....

Die natürliche, sichere und weiblichste Methode zum Verhüten



sicher

natürlich

einfach

schnell

zuverlässig

..... zur Verhütung



Ich mag meinen Körper und ich weiss, was ich tun muss, damit ich gesund bleibe und mich wohlfühle. Ich treibe regelmässig Sport, ernähre mich meist gesund und geniesse ein erfülltes Sexualleben.

Das geht aber nur, wenn ich keine Angst vor einer unerwünschten Schwangerschaft haben muss.

Und das ohne Eingriffe in das Gleichgewicht meines Körpers!

## Die Natur der Frau: Mass der Dinge

An durchschnittlich sechs Tagen pro Zyklus kann eine Frau schwanger werden, an fünf Tagen vor dem Eisprung und am Tag des Eisprungs. Um in diesem relativ kurzen Zeitraum nicht schwanger zu werden, nehmen viele Frauen tagaus, tagein erhebliche Beeinträchtigungen ihres Wohlbefindens in Kauf, belasten ihre Gesundheit oder ihr Sexualleben mit empfängnisverhütenden Massnahmen. Muss das eigentlich sein? Wir sagen: nein!



## Die natürliche Methode

pearly ist so programmiert, dass er den Eisprung im Zyklus der Frau aufgrund einer morgendlichen Temperaturmessung unter der Zunge exakt erkennt und anzeigt. Zum Basiswissen seines Programms gehört die Auswertung von hunderttausenden von Zyklen von x-tausend Frauen.

Die Temperaturwerte werden hochgerechnet und münden in einer täglichen Anzeige, wie sie einfacher nicht sein könnte:

- grün = unfruchtbar
- rot = fruchtbar
- gelb = Lern- und Übergangsbereich, fehlende Messwerte (zu Beginn der Anwendung)

## Sicher vom ersten Tag an

Die täglichen Anzeigen sind vom ersten Tag an sicher. Je regelmässiger Sie jeden Morgen die Basaltemperatur (Aufwachtemperatur) messen, um so schneller lernt pearly Ihren individuellen Zyklus kennen. Die grünen (unfruchtbaren) Tage nehmen zu, die roten (fruchtbaren) Tage werden immer enger eingegrenzt.

Die Basaltemperatur ist die Temperatur unmittelbar nach dem Aufwachen, vor dem Aufstehen, also bevor Sie in irgendeiner Form aktiv werden.

## Nur eine Minute täglich

Wenn Sie das Gerät erhalten, sind die Uhrzeit, das Datum und das Jahr bereits eingestellt. Sie müssen lediglich den Wecker aktivieren.

- 1 Sie messen mit dem Temperaturfühler jeden Morgen 50-60 Sekunden lang die Temperatur unter der Zunge.
- 2 Mit einem Tastendruck geben Sie ein, wenn Sie Ihre Menstruation haben.
- 3 Der Zykluscomputer wertet die Daten für Sie aus und gibt Ihnen zuverlässig grünes oder rotes Licht für die nächsten 24 Stunden.

7:30 9:00 10:30



### „Kann ich am Wochenende ausschlafen?“

Selbstverständlich. Sie haben sechs Stunden Spielraum. Im konkreten Fall sehen Sie am Sensor-Symbol, ob Sie sich im Messzeitraum befinden. Wenn es leuchtet, drücken Sie auf den Knopf und messen und danach drehen Sie sich einfach noch einmal gemütlich um.

### „Gibt es Messfehler?“

Nein, Messfehler sind nicht möglich, da der Messvorgang vom System intelligent überwacht wird. Entspricht der Wert nicht den Erwartungen so wird das sofort bemerkt und die Anzeige blinkt.

### „Und wenn ich mal eine Nacht durchgefeiert habe oder erkältet bin?“

pearly errechnet aus den vorhandenen Werten den zukünftigen Zyklusverlauf – und daraus die Fruchtbarkeit. Temperaturschwankungen durch Erkältung, Grippe, Schlafmangel, übermässigen Alkoholgenuss und/oder Medikamente mit thermischem Effekt sind jedoch „unnormal“.

pearly prüft jeden Temperaturwert, ob er „normal“ ist oder ob ihn eine der genannten Störungen verändert hat.

Generell empfiehlt es sich, bei fieberhafter Erkältung, der Einnahme von Medikamenten oder einer durchgefeierten Nacht die tägliche Messung zu unterbrechen, um den Geräten keine „unnormalen“ Werte einzugeben.

### „Ich reise nach Australien. Wie soll ich messen?“

Bei längeren Reisen mit mehr als sechs Stunden Zeitverschiebung stellen Sie Ihren Zykluscomputer bitte auf die dortige Uhrzeit ein. Das Messen am gleichen oder folgenden Tag entfällt. Am Tag danach setzen Sie Ihre Messungen wie gewohnt fort.


Bei kürzeren Zeitverschiebungen liegt Ihre nächste Messung sowieso noch im 6-stündigen Messzeitraum.



## Der Zyklus der Frau

Die Länge des Monatszyklus ist von Frau zu Frau verschieden. Der hier dargestellte Beispiel-Zyklus dient nur zur Erklärung der Methode. Ihren persönlichen Zyklus erkennt pearly anhand der morgendlichen Temperaturmessungen und des Datenabgleichs.

## Die medizinischen Grundlagen



---

### Was Sie noch wissen sollten

- Wenn Sie die Pille genommen haben, müssen Sie diese zuerst absetzen, bevor Sie mit pearly beginnen.
- Bei unregelmässiger Arbeitszeit richtet sich die Weckzeit und damit der Messzeitraum nach der eigentlichen Schlafzeit. Grundsätzlich muss die Basaltemperatur (Aufwachtemperatur) erfasst werden.
- Die Batterie von pearly hält 2-3 Jahre. Erscheint <BA:09> in der Anzeige, ist es Zeit, den Computer an uns einzusenden. Wir ersetzen die Batterie. Die Daten bleiben gespeichert.

### Sie sparen Geld

pearly ist eine einmalige Investition. Es entstehen keine Folgekosten, z.B. für Verbrauchsstoffe wie Urinstäbchen usw. pearly kostet CHF 490.00 inkl. MWSt.

### Klein und handlich

Mit seinen Massen 7 x 10 cm ist er ungefähr so gross wie ein Handy und passt in jede Handtasche.

### In guten Händen

Das Programm von pearly basiert auf fundiertem medizinischen Wissen, modernster Technik und über 15 Jahren Erfahrung in der Herstellung von den Planungs- und Verhütungscomputern Baby-Comp und Lady-Comp.

pearly gehört zu den sichersten und zuverlässigsten Verhütungscomputern, die es auf dem Markt gibt.

---



Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website: [www.vip-traub.de](http://www.vip-traub.de),  
in Apotheken, Drogerien oder direkt bei uns.

Edited by Foxit PDF Editor  
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004  
For Evaluation Only.



Vertrieb der Zykluscomputer: Baby-Comp, Lady-Comp und pearly

**VIP - TRAUB Vertrieb Oesterreich**

Buehlstrasse 12 D - 89613 Oberstadion

Tel. +49 7357 -9164064 • Fax +49 7357 -9164065 • [info@vip-traub.de](mailto:info@vip-traub.de) • [www.vip-traub.de](http://www.vip-traub.de)