

Modelle 2004	Baby-Comp	Lady-Comp
1. Zeitebene		
Uhrzeit, Datum, Jahr	ja	ja
Zeitzone und Schichtarbeit	ja	ja
Weckzeit	ja	ja
Wecker ja-nein	ja	ja
2. Fruchtbarkeitsebene		
Fruchtbarkeitsanzeigen	rot-gelb-grün	rot-gelb-grün
Anzeige des Eisprungs	rot blinkt	rot blinkt
Messwert alternierend mit Zyklustag	ja	ja
Messwerte Vortage – zurückblättern	250 Tage	180 Tage
Fruchtbarkeitsanzeige Folgetage	6 Tage	6 Tage
Weitere Funktionen		
Probemessen und Selbsttest	ja	ja
Messzeitraum	+/- 6 Stunden	+/- 6 Stunden
Menstruationseingabe	ja	ja
Menstruationsabfrage	ja	ja
Menstruationseingabe rückwirkend	ja – 250 Tage	ja – 180 Tage
Zyklusausdruck	ja – 250 Tage	ja – 180 Tage
Schwangerschaftsanzeigen	rot-gelb-grün	rot-gelb-grün
Mögliche Schwangerschaft nach 4-5 Tagen (GV-Eingabe ist dazu notwendig)	Lampen alternierend	nein
Wahrscheinliche Schwangerschaft nach 15 Tagen	Lampen blinken	Lampen blinken
Schwangerschaft bestätigt nach 18 Tagen	Lampen leuchten konstant	Lampen leuchten konstant
Daten löschen	ja	ja
Daten einlesen	ja	ja
Diverses		
Netzbetrieb mit integriertem Akku zum aufladen	ja	ja
Batteriebetrieb	nein	nein
Aufrüsten mit Baby-Comp Planungsprogramm		ja
Fühleraustausch	dezentral möglich	dezentral möglich
Folgekosten und Verbrauchsmaterial	nein	nein
Grösse und Gewicht	14 cm–200 g	14 cm–200 g
3. Zyklusstatistik (nur Anzeigen)		
Body Mass Index	ja	ja
Anzahl der gespeicherten Zyklen	ja	ja
Durchschnittliche Zykluslänge	ja	ja
Mittlerer Temperaturanstieg nach dem Eisprung	ja	ja
Mittlere Schwankung des Eisprungtages in +/- Tagen	ja	ja

Baby-Comp zusätzlich:		
4. Planungsebene		
GV-Eingabe möglich	ja	nein
Anzeige Befruchtungstag	ja	nein
Anzeige Geburtstermin	ja	nein
Geschlechtsprognosen boy/girl während der fruchtbaren Tage	ja	nein
Geschlechtsnachrechnung	ja	nein
5. Planungsstatistik (nur Anzeigen)		
Hochlagenlänge im Durchschnitt	ja	nein
Monophasen (Zyklen ohne Eisprung) in Prozent der letzten 20 Zyklen	ja	nein
Gelbkörperunterfunktion (CLI) in Prozent	ja	nein
Planungstreffer begrenzt auf die letzten 20 Zyklen	ja	nein